

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ КАЖДОГО КОМПОНЕНТА

Индикатор питания: при включении питания индикатор загорится

Foot Auto: автоматический массаж стоп. Начать автоматическую программу массажа щипцу для стоп и подошвы стопы.

Relax: расслабляющий массаж. Все воздушные подушки (подошвы стопы, стопы, лодыжки, икры, ноги) работают попеременно.

Massage strength: интенсивность массажа, кнопка регулировки. Доступны два уровня – сильный и слабый.

Stop: стоп - нажатием этой кнопки вы остановите работу массажера.

Full Auto: полностью автоматический массаж от стоп по всей ноге и автоматическая остановка по истечении 15 минут, доступно три специальных режима.

Shiatsu: щипцу - воздушные подушки охватывают стопы и ноги, в то время как воздушные подушки икр и подошв стопы прижимаются вверх.

Knead: разминание - воздушные подушки на стопах и икрах прижимаются, в то время как воздушные подушки икр и подошв начинают разминание.

Relax: попеременное давление и массаж щипцу для стоп, лодыжек, ног и икр, чтобы полностью расслабить ваши икры. Это применимо для любого режима массажа.



ВНИМАНИЕ!

- Кнопка STOP используется только для остановки функции, для отключения питания необходимо нажать выключатель.
- Перед использованием поставьте пятки ближе к воздушным подушкам лодыжек для достижения максимальной эффективности массажа.
- Не нажимайте две или более кнопок одновременно.
- Индикаторы выбранных функций загораются, в то время как остальные индикаторы функций соответственно не горят.